



Merkblatt für die sterile Entnahme von Wasserproben

Vor der Probenahme bitte genau durchlesen

1. Hygienemassnahmen

- ✓ Mit Wasser und Seife die Hände waschen, gut spülen und trocknen.

2. Material

- ✓ Sterile Probeflaschen werden von unserem Labor zur Verfügung gestellt.

3. Probenahme

Öffentliches oder privates Leitungsnetz

- ✓ Flasche beschreiben mit : Name, Vorname, Datum und Ort der Entnahme.
- ✓ Wasserhahnen nur mit Wasser reinigen und gegebenenfalls Wasserstrahldämpfer und Rohrverbindungsstücke abmontieren.
- ✓ Wasserhahnen öffnen, sodass ein mittlerer Wasserstrahl ausläuft.
- ✓ Hahnen nicht mehr verstellen und Wasser ungefähr 5 Minuten bis zum Erreichen einer konstanten Temperatur laufen lassen.
- ✓ Flasche bis zu 2 cm vom oberen Rand füllen und sofort verschliessen (Während dieser Manipulation ist der Flaschendeckel auf einer sauberen Unterlage mit Innenseite nach oben zu deponieren; jegliche Berührung zwischen Probeflasche und Wasserhahn, sowie zwischen Händen, Flaschenöffnung und Decke linnenseite vermeiden)

4. Organisation und Transport

- ✓ Zwecks bestmöglicher Planung bitten wir Sie, die Wasserproben nach Möglichkeit zu gruppieren (genossenschaftsweise oder Produzentengruppe) und mit unserem Labor telefonisch 026 305 57 39 einen Untersuchungstermin zu vereinbaren.
- ✓ Die Proben müssen frühzeitig am Morgen erhoben und sofort nach Entnahme gekühlt und persönlich überbracht oder gekühlt (Kühlelemente per Postexpress eingesandt) werden. Siehe unter www.laaf.ch
- ✓ Alle Proben müssen vom Formular « Auftrag für Wasseruntersuchung » begleitet sein (vollständig ausgefüllt, datiert und unterschrieben).

**Freiburgisches Agro-Lebensmittellabor
Grangeneuve**